

Roesys GmbH


Dr.-Max-Ilgner-Strasse 2
32339 Espelkamp, Almanya
Tel.: +49 5772 91 555 00
Fax: +49 5772 91 555 10
Mail: info@roesys.com
Web: www.roesys.com

Sertifikalarımız:
DIN EN ISO 9001:2008
EN ISO 13485:2003+AC:2007

Made in Germany

Röntgen Cihazı X Twin

En üst Düzeyde Dijital Röntgen



Röntgen çalışma odası

Kumanda odası



Doğrudan detektör üzerinde konumlandırma imkanı el röntgenleri vb



Renkli kullanıcı ve siyah beyaz sonuç monitörü

X Twin

Konforlu Ayarlama ve Pozisyonlandırma

Yatan, ayakta duran ve oturan hastayı muayene etmek için iki adet ayağa sahip röntgen çekim ünitesi. Tüm cihaz fonksiyonlarına, entegre kolimatöre ve x-ışını tüpüne sahip kumanda ünitesi. Motorlu pozisyonlandırma kontrolü bulunan dijital röntgen detektörü ile donatılmıştır. Entegre röntgen lambası da motor ile hareket ettirilip isteğe bağlı ayarlanabilir. Dijital röntgen ünitesi tam omurga ve bacak çekimine olanak tanımaktadır.



Kolay kullanım, harika görüntüleme

Organa optimize edilmiş dijital resim teknolojisi çalışma alanını son derece verimli hale getirmektedir.

Görüntüler yazılım destekli, dijital röntgen detektörleri üzerinden yakalanmaktadır. Detektörler, son jenerasyon dozajı optimize edilmiş, dijital flat panel detektörleridir. Görüntü kalitesi olağanüstü yüksek; parlaklığı ve keskinliği ile öne çıkmaktadır.

Teknik veriler:

Statif yüksekliği: 233 cm

Detektör dönüşü: 0° - 180°

Çalışma alanı: 12 cm - 194 cm

Azami dikey film-fokus mesafesi: 200 cm