

ASADAL M1

comed
The Power of Pansions



İZMİR

ELEKTROMANYETİK TIP (EMT) TAŞ KIRMA SİSTEMİ

- Kısa Tedavi Süresi**
1,800 – 2,000 Şok Dalgası
Tedavi Zamanı 30 – 40 Dakika
- Sessiz**
Ofis Sesinden Bile Daha Az Ses Üretir
50dB'den Daha Düşük
- Düşük Geri Atım**
Sadece Jeneratör Değişimi
Elektrot Değiştirmek ve Atmak Yok
- Titrek Elektrik Akımı Oluşturmaz (No Ripple)**
Dengeli ve Sabit Şok Dalgaları Üretir
- Yüksek Kaliteli Görüntü ve Görüntü Algılayıcı**
9inç Thales Image Intensifier
- Elektromanyetik Tip Şok Dalgası**
Ağrısız, Dengeli
Anestezi Gerektirmeyen Kullanım
- Yüksek Kapasite Isıtma Ünitesi ve Röntgen Tüpü**
300KHU Isıtma
Aşırı Isınma Yok - Kapasite Aşımı Yok
- Titreşimsiz**
Anti Titreşim Aparatı

Vega Group

İstanbul Bölge Müdürlüğü
Meclis Mah. Semih Sancar Cad.
No: 73/7 Sarıgazi 34785
Tel : 216 622 5040
Faks: 216 622 5041

www.vegagroup.com.tr

Ankara Bölge Müdürlüğü
2. Cadde No: 55/B Öveçler
Çankaya 06460
Tel : 312 472 9210
Faks: 312 472 9211

info@vegagroup.com.tr

İzmir Bölge Müdürlüğü
244 Sokak No: 10/2A
Bornova 35030
Tel : 232 347 0100
Faks: 232 348 0201