



# Insight

## Değerli ve Kompakt Fetal Monitör

- 7" geniş TFT renkli LCD monitör
- Yüksek hassasiyetli 9 elementli 2MHz dönüştürücü
- Çift fetal hareket ve fetal EKG
- 24 saat trend kayıt süresi
- 10, 20 veya 30 mm/dak'ya ayarlanabilir baskı
- Yuvarlak & 360° görsel alarm lambası
- Su geçirmez proplar
- Tekrar şarj edilebilir Li-ion pil üzerine kurulu
- Propları, elektricsel olak işaretleme, kemerler, jel ve kağıt dahil

## Özellikler

### Ultrason

- Çoklu kristal dönüştürücü
- Atım dopler
- Ultrason frekansı: 2MHz
- Şiddet: 2 ~ 10 mW cm<sup>2</sup> (±1)
- FHR aralığı: 30 ~ 240 bpm
- FHR doğruluğu: ±%2 aralığında
- Çift Dopler
- Su geçirmez (IPX 7)

### UC (Uterin Kontraksiyonları)

- Harici tip
- Frekans yanıtı: DC ~ 0.5Hz
- Referans (Sıfır) Kontrolü
- Ölçüm aralığı: 0 ~ 99 birim
- Su geçirmez (IPX 7)

### FEKG(Opsiyonel)

- FHR Aralığı: 30 ~ 240 bpm
- Giriş empedansı: > 10MΩ
- Kaçak Akım: 50/60Hz'de <0.04 uA/V

### FM (Fetal Hareket)

- Tespit Yöntemi: Ultrason
- Çift FM

### AST (Akustik Simulatör: Opsiyonel)

- Titreşim fonksiyonu fetus körükleme

### Ekran

- 7" geniş TFT renkli LCD
- Çözünürlük: 480 x 234
- Kalp Ritmi
- Çözünürlük: 480 x 234
- Kayıt hızı: 1, 2, 3 cm/dak
- Oto Baskı 10, 20, 30, 40, 50, 60 dak
- Gösterge: Güç & Pil LEDi
- Alarm açık/kapalı durum LEDi

### Ses

- Ses kontrollü Dopler sesi
- HR sesi
- Tuş sesi
- Baskı yapılıyor sesi
- Prob hatası
- Düşük pil
- Alarm sesi

### Yazıcı

- Termal Dizi Roll Tip
- Kayıt Hızı: 1, 2, 3 cm/dak
- Kayıt Kontrast: Mod 1, 2, 3
- Oto kayıt aralığı: Kapalı, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dak.

### Ayarlar

- Alarm yukarı/aşağı değerleri
- Zaman & Tarih
- Baskı kontrastı 1, 2, 3
- Baskı hızı & yakınlaştırma
- FHR ses seviyesi
- Dil: İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca İspanyolca

### Fonksiyon

- İşaretleme fonksiyonu
- UC referansı
- Ayrı tepkiler üzerine yakınlaştırma
- Trend: 24 saat

### Sinyal Ara yüzü

- Ethernet merkezi ara yüz

### Çevresel Özellikler


- Sıcaklık Aralığı
  - Çalışma: 10 ile 45°C
  - Saklama: -10 ile 50°C
- Hissedilir Nem Aralığı
  - Çalışma: 30 ~ 85%
  - Saklama: 20 ~ 95%

### Güç Özellikleri

- Güç Gereksinimleri: 100 – 240VAC, 50/60Hz, yaklaşık 80VA
- Çıkış: DC +15V 3.0A
- Pil: Tekrar şarj edilebilir Li-ion pil: +11.1V, 4400mAh

### Opsiyonel Aksesuarlar

- Mobil taşıyıcı ve duvar montesi



## Opsiyonel Aksesuarlar



## Standart Aksesuarlar



CE0123

medical **ECONET**

Mainstrasse 6 c-d, D-45768, Marl, Almanya  
TEL. +49 (0) 2365 924 370  
FAKS. +49 (0) 2365 924 3755  
Eposta. info@medical-econet.com  
www.medical-econet.com

distribütör